


AURUMED Eco 26

Metallischer Dentalwerkstoff für Zahnersatz auf **SILBER-BASIS**,
UNIVERSAL-EDELMETALL-LEGIERUNG, verblendbar mit niedrigschmelzenden
Dentalkeramiken, kupferfrei

Merkmale

- geringe Dichte
- angenehm zu verarbeiten
- für alle Indikationen geeignet
- extra hart
- besonders gut zu fräsen
- geeignet für Überkonstruktionen
- gut polierbar
- helles Oxid

Legierungsbestandteile



Farbe

platin

WAK 25 - 500°C

16,1 $\mu\text{m}/\text{mK}$