


# AURUMED PDF

Metallischer Dentalwerkstoff für Zahnersatz auf **GOLD-BASIS**,  
UNIVERSAL-EDELMETALL-LEGIERUNG, verblendbar mit niedrigschmelzenden  
Dentalkeramiken, palladium- und kupferfrei

## Merkmale

- hervorragende Warmfestigkeit
- Anwendung für alle Indikationen
- angenehm zum Fräsen, Ausarbeiten und Polieren
- idealer WAK-Wert für Spezialkeramiken – keine Kühlphase notwendig
- keine Wärmebehandlung / Vergüten
- helles Oxid – goldbraun
- passend zur Herstellung von Primärkronen in der Galvanotechnik
- sehr gute Körperverträglichkeit

## Legierungsbestandteile



Farbe

gelb

WAK 25 - 500°C

15,9  $\mu$  / mK