


AURUMED Bio GG

Metallischer Dentalwerkstoff für Zahnersatz auf **GOLD-BASIS**,
EDELMETALL-LEGIERUNG, verblendbar mit hochschmelzenden
Dentalkeramiken, palladium-, silber-, zink- und kupferfrei

Merkmale

- über 97 % Edelmetallanteil
- hohe Warmfestigkeit
- breiter Indikationsbereich
- sehr gute mechanische Eigenschaften
- hervorragend zu bearbeiten
- angenehm zu fräsen und zu polieren
- keine Zinkanteile
- satte Goldfarbe

Legierungsbestandteile



Farbe **gelb**

WAK 25 - 600°C **14,4 $\mu\text{m} / \text{mK}$**