

AURUMED


Auruloy Basis

Metallischer Dentalwerkstoff für Zahnersatz auf **PALLADIUM-BASIS**,
EDELMETALL-LEGIERUNG, verblendbar mit hochschmelzenden Dentalkeramiken,
kupferfrei

Merkmale

- für größte Spannweiten
- extra hart für Frästechnik
- gute mechanische Werte
- helles Oxid
- angenehm zu bearbeiten
- breite Indikation
- spezifisch leicht
- goldreduziert

Legierungsbestandteile



Farbe

platin

WAK 25 - 600°C

14,2 μm / mK