


AURUMED Auruloy GF

Metallischer Dentalwerkstoff für Zahnersatz auf **PALLADIUM-BASIS**,
EDELMETALL-LEGIERUNG, verblendbar mit hochschmelzenden Dentalkeramiken,
gold- und kupferfrei

Merkmale

- extra hart für größte Spannweiten
- breiter Anwendungsbereich
- sehr gute Fräs- und Poliereigenschaften
- hohe mechanische Werte
- langjährige Erfahrung
- angenehm zu verarbeiten
- spezifisch leicht

Legierungsbestandteile



Farbe **platin**

WAK 25 - 600°C **15,1 $\mu\text{m}/\text{mK}$**