


AURUMED U-Supra

Metallischer Dentalwerkstoff für Zahnersatz auf **GOLD-BASIS**,
EDELMETALL-LEGIERUNG,
verblendbar mit hochschmelzenden Dentalkeramiken

Merkmale

- Suprakonstruktionen
- beste mechanische Werte
- extra hart für Frästechnik
- für größte Spannweiten
- breite Indikation
- keine Kühlphase notwendig
- hoher Edelmetallgehalt
- langjährige Erfahrung

Legierungsbestandteile



Farbe

platin

WAK 25 - 600°C

14,0 $\mu\text{m}/\text{mK}$