

Zubehör:

Multifunktionales Instrument

3 Teile, 3 Funktionen
(Locator Core Tool)

- 1. Entfernen des Retentionsrings aus dem Titangehäuse
- 2. Einsetzen des Retentionsrings in das Titangehäuse
- 3. Manuelle Montage des Locator Abutments



Abformpfosten
Ref. 8505



Laboranalog
4mm -Ref. 8530

Locator in einer Modellgusskonstruktion



Locator als Extension in einer Stegkonstruktion



www.deutsche-aurumed.de

Locator Attachment-System
ist ein Originalprodukt von Zest Anchors



Deutsche Aurumed Edelmetalle Nord GmbH
& Co. KG
Thüringer Straße 8 - 49356 Diepholz

Tel. 05441 99 55 7-0 - Fax 05441 99 55 7-20

eMail: info.nord@deutsche-aurumed.de
www.deutsche-aurumed.de

Deutsche Aurumed Edelmetalle GmbH
Laberstraße 7 - 93161 Sinzing
Tel. 0941 9 42 63-0 - Fax 0941 9 42 63-20
eMail: info@deutsche-aurumed.de
www.deutsche-aurumed.de

Deutsche Aurumed Edelmetalle Süd
GmbH
Osterdorf 99 - 91788 Pappenheim
Tel. 09143 83 67 40 - Fax 09143 83 72-91
eMail: info.sued@deutsche-aurumed.de
www.deutsche-aurumed.de

DEUTSCHE
AURUMED
EDELMETALLE

DEUTSCHE
AURUMED
EDELMETALLE

QMF 31-15-0-05.2012



Halt!

Ab jetzt bei uns erhältlich

Alle Standard Locator
99,50€ + MwSt

Locator

Sicherer Halt immer und überall

Locator:



LOCATOR IMPLANTAT-SYSTEM

- kompatibel für Implantate führender Hersteller, wie Astra, Nobel, Octagon, Biomet 3i, Zimmer, Dentsply, Southern Implants, Lifecore, usw.

Locator für andere Hersteller auf Anfrage.

- in unterschiedlichen Aufbauhöhen erhältlich
- verwendbar in bestehenden Prothesen

Auf Wunsch erhalten Sie **individualisierte Locator**, die speziell auf die Situation im Mund angepasst werden




Diese Entwicklung von Zest Anchors ermöglicht Prothesenträgern ein einfaches Ausrichten und Einsetzen der Prothese



Produkteigenschaften:

- Geeignet für implantat- und parodontal getragene Teil- und Vollprothesen
- Das selbstpositionierende Design erleichtert dem Patienten das Ausrichten der Prothese im Mund
- Eine Kombination aus Innen- und Außenretention garantiert eine maximale Lebensdauer
- Hervorragend geeignet bei begrenztem interokklusalem Platzangebot

Auch als Wurzel-Locator erhältlich



Das
Locator Wurzelsystem
Die minimalinvasive
Alternative
Auch als Starterkit erhältlich!

Das Locator Wurzelsystem



- wird wie ein Stiftaufbau in der noch vorhandenen Zahnwurzel befestigt.

Alle Patrizen nur im 4er oder 20er Pack erhältlich

	Transp. - 2268 Gramm - Ref.8524 20er Pack - Ref. 8524-20
	Rosa - 1361 Gramm - Ref.8527 20er Pack - Ref. 8527-20
	Blau - 680 Gramm - Ref.8529 20er Pack - Ref. 8529-20

Standard

	Grün - 1361 Gramm - Ref.8547 20er Pack - Ref. 8547-20
	Orange - 450 Gramm - Ref.8915 20er Pack - Ref. 8915-20
	Rot - 230 Gramm - Ref.8548 20er Pack - Ref. 8548-20

Divergierend

	Grau - 0 Gramm - Ref.8558 20er Pack - Ref. 8558-20
--	---

Passiv

Friktions-Set

Zur Einstellung des gewünschten Friktionsgrades



Standard
Doppelpack
Patritze Ref.8519-2
oder 8519-10 Zehnerpack



Bar
Patritze Ref.8028-2



Divergenz
Doppelpack
Patritze Ref.8540-2
oder 8540-10 Zehnerpack