

Highlights

AuruBond



Der patentierte Metall-Keramik-Verbund

Die Multilayerschicht

- erzeugt eine intermetallkeramische Glasphase
- verhindert Blasen, Sprünge und Abplatzungen
- verhindert die Grünverfärbung durch unterbinden der Ausbildung des Chromoxides beim Brennvorgang
- steigert den Haftverbund
- für alle NEM verwendbar
- die Keramik erhält eine höhere Brillanz, Leuchtkraft und Transluzenz
- Zytotoxizitätsprüfung beweist: Keine Reaktionen mit dem Zahnfleisch

Hersteller

**Deutsche Aurumed
Edelmetalle GmbH**
Laberstraße 7
D-93161 Sinzing/Regensburg
Phone: +43 (0) 941 / 9 42 63-0
Fax: +43 (0) 941 / 9 42 63-20
info@deutsche-aurumed.de
www.deutsche-aurumed.de

Vertrieb Nord

**Deutsche Aurumed
Edelmetalle Nord GmbH & Co. KG**
Thüringer Straße 8
D-49356 Diepholz
Phone: +43 (0) 5441 / 9 95 57-0
Fax: +43 (0) 5441 / 9 95 57-20
info.nord@deutsche-aurumed.de

Vertrieb Süd

**Deutsche Aurumed
Edelmetalle Süd GmbH**
Osterdorf 99
D-91788 Pappenheim
Phone: +43 (0) 9143 / 8 36 74-0
Fax: +43 (0) 9143 / 83 72 91
info.sued@deutsche-aurumed.de

Vertrieb Österreich

ZPP Dentalmedizintechnik GmbH
Dr.-Theodor-Körner-Platz 1
A-8790 Eisenerz
Phone: +43 (0) 3848 / 6 00 07
Fax: +43 (0) 3848 / 6 00 07-4
office@dental-markt.com
www.dental-markt.com