

AURUMED

Auruloy Basis 40


Metallischer Dentalwerkstoff für Zahnersatz auf **GOLD-BASIS**,
EDELMETALL-LEGIERUNG, verblendbar mit hochschmelzenden
Dentalkeramiken, kupferfrei

DEUTSCHE
A U R U M E D
E D E L M E T A L L E

Merkmale

- goldreduziert
- kupferfrei
- für größte Spannweiten
- extra hart für Frästechnik
- gute mechanische Werte
- helles Oxid
- angenehm zu bearbeiten
- breite Indikation

Legierungsbestandteile



Technische Daten

Farbe

platin

WAK 25 - 600°C

14,4 µm / mK