

Weich und wiedervergießbar

AURUMED AuruLight bietet eine Alternative zu Edelmetall- und NEM-Legierungen.

Bei der Entwicklung von AuruLight gab es klare Ziele: Passgenau wie Gold, leicht und angenehm zu verarbeiten, preiswert und hohe Biokompatibilität. Akkreditierte Labors und das Fraunhofer Institut IFAM bestätigen diesem Werkstoff und somit den Patienten optimale Sicherheit und Verträglichkeit.

Diese Legierung ist geeignet für Teleskoptechnik, Suprakonstruktionen auf Implantaten, Kombinationsprothetik sowie für Kronen und Brücken. Sie hat einen Preis, der bis zu 80% günstiger ist als bei Hochgoldlegierungen. Zeitersparnis beim Ausarbeiten und passgenaue Gussergebnisse bringen weitere

finanzielle Vorteile. AuruLight ist mit jeder hochschmelzenden Keramikmasse verblendbar. Sie ist weich und bietet, durch geringe Härte, eine komfortablere Verarbeitung gegenüber NEM-Legierungen. Sie ist wiedervergießbar (keine Metallreste), leicht zu fräsen, gut zu polieren und das Oxid ist leicht zu entfernen. AuruLight ist gold- und platinhaltig und frei von Silber, Palladium und Kupfer. Diese AURUMED-Legierung bereichert die Dentalwelt um einen innovativen Werkstoff und bietet dem Zahnarzt, Dentallabor/Zahntechniker und Patienten die echte Alternative zur Goldlegierung. **ZT**



ZT Adresse

Deutsche Aurumed Edelmetalle GmbH
Merianweg 3
93051 Regensburg
Tel.: 0941 94263-0
Fax: 0941 94263-20
info@deutsche-aurumed.de
www.deutsche-aurumed.de

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Adresse seit 8.10.2012 geändert hat. Telefon und Online-Kontakt bleiben unverändert.