

► Wirtschaftliche Keramikkrone aus Monoblock und Malfarben

Die Keramik mono magic der Firma Deutsche Aurumed Edelmetalle basiert auf einer zweiphasigen Leucit-Glaskeramik. Der Keramikkörper wird als Monoblock vollanatomisch aufgebaut und gebrannt. Nach dem Fertigstellen wird mit Farbpasten und Glasurmasse eine natürlich wirkende Vita®-Farbe erzielt. Eine abgestimmte Transparenz und Fluoreszenz ermöglichen die einfache Rekonstruktion natürlicher Zähne. mono magic basiert auf einem seit über einem Jahrzehnt im Markt befindlichen Keramiksystem. Der Unterschied ist, dass mit nur drei Monomassen das gesamte Spektrum des Vita®-Farbensystems herstellbar ist – vergleichbar mit Presskeramik. Das überschaubare Keramiksortiment ermöglicht dem Keramiker, auf einfache Art und Weise konstant ein gut reproduzierbares Ergebnis zu erzielen. Die Standardaufträge lassen sich sehr rationell und wirtschaftlich ausführen, ohne dass der Keramikspezialist die Herstellung übernehmen muss. Der Techniker konzentriert sich zunächst auf Form und Funktion und erst im nachfolgenden Arbeitsschritt auf die Farbästhetik. Durch diese Arbeitsweise des „außen Aufbringens der Ästhetik“ sieht der Zahntechniker sofort das Ergebnis. Farbkorrekturen sind einfach durchzuführen. Mit mono magic muss kein Kompromiss in Farbe, Funktionalität und Materialqualität eingegangen werden. Sowohl Jungtechniker als auch erfahrene Keramiker sind mit dieser neuen Keramikgeneration in der Lage, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Die mono magic-Krone kann es durchaus mit einer Standardschichtung aufnehmen. Die Vollsortimente der i-motion LFC oder classic lassen sich idealerweise mit mono magic kombinieren und erlauben dadurch den Einsatz von ergänzenden Schneidmassen und Sonderfarben. Viele Dentallabore fertigen im Tagesgeschäft ihre Keramikarbeiten mit der Schichttechnik an und suchen nach wirtschaftlichen Lösungen. Und genau hier greifen die klaren Vorteile von i-motion mono magic.



Kontakt: Deutsche Aurumed Edelmetalle GmbH, Regensburg; www.deutsche-aurumed.de